




## DIPAX CLICKMASTER

### Maustasten-Emulator

Kurzgefasst



*ClickMaster wurde für Menschen entwickelt, die mit einem geeigneten Eingabegerät (z. B. Augen-, Kopfsteuerung, Joystick) den Mauszeiger zwar bewegen können, jedoch mit dem Auslösen einer Aktion (z. B. linke Maustaste drücken, Doppelklick usw.) Schwierigkeiten haben.*



Auf dem Bildschirm wird ein Menü angezeigt, welches die Vorauswahl einer bestimmten Maustastenaktion ermöglicht. Wird der Mauszeiger an eine bestimmte Zielposition gesetzt, und eine einstellbare Zeit lang nicht mehr bewegt, wird die vor ausgewählte Aktion automatisch an dieser Position ausgeführt (Autoklick).

### Der Funktionsumfang im Überblick:

- Aktionen können sein: Linke-, Rechte- und Mittlere Maustaste, Klicken & Ziehen und Doppelklick
- das Menü kann horizontal, vertikal oder zweireihig dargestellt werden. Optional kann es automatisch eingeblendet werden, sobald der Mauszeiger zum Bildschirmrand bewegt wird
- es sind mehrere Designs und 3 unterschiedliche Anzeigegrößen (Zoom) einstellbar
- optionale Fortschrittsanzeige für die verbleibende Zeit, bis die vor ausgewählte Aktion angewendet wird
- um Platz auf dem Bildschirm zu sparen, können nicht benötigte Aktionen ausgeblendet werden
- einstellbare Auslösezeit und Bewegungstoleranz (Zitterempfindlichkeit)
- kundenspezifische Erweiterungen durch DIPAX möglich

Technische Daten



**unterstützte Betriebssysteme:** MS Windows 2000, XP, Vista

**Lieferumfang:** CD mit Software und Handbuch, Kurzanleitung im Booklet

**Besonderes:** vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, kundenspezifische Erweiterungen möglich, kostenlose DemoverSIONen erhältlich

**optionale Zusatzmodule:** DIPAX ControlBox, DIPAX ScanMouse